

PROTOCOLO PARA ESTUDIO HISTOPATOLOGICO.

REMISION DE LA MUESTRA.

Frascos de boca ancha con Formol al 10%

Relación muestra / volumen: 1/10

Muestra de 1 cm x 0.5 cm, en el caso de ser de mayor tamaño se sugiere realizar cortes seriados a fin de permitir la penetración del formol.

Los órganos (por ej. Testículo, hígado o riñón) o muestras con cápsula es imprescindible la realización de cortes para asegurar la penetración del medio fijador y así un correcto proceso de fijación del tejido.

RPOTOCOLO PARA HISTOPATOLOGIA.

Remitente:

Fecha:

Propietario:

Datos del animal.

Nombre:

Especie:

Sexo:

Raza:

Edad:

Pelaje:

Datos de la muestra remitida.

Muestra:

Única:

Múltiple:

Tamaño:

cm

Forma:

Aspecto:

Color:

Consistencia:

Localización:

Evolución:días mesesincierta

Diagnostico presuntivo:

Indique si se realizaron otros estudios complementarios y fecha:

Existe otro estudio histopatologico previo?

Breve reseña clínica en relación a la muestra remitida: